

TEMPORÄRES GLITZERTATTOO



- ANWENDUNG**
- 1 Reinigen und trocknen Sie die betreffende Hautstelle.
 - 2 Entfernen Sie den Oberflächenschutz auf der Vorderseite.
 - 3 Bildseite auf die Haut pressen.
 - 4 Befeuchten Sie das Tattoo mit einem Schwamm oder Tuch.
 - 5 Nach ca. 20 Sekunden das Trägerpapier vorsichtig abziehen.
 - 6 Tattoo trocknen lassen, nicht trocken tupfen.



Das Tattoo kann mit Creme oder Babyöl entfernt werden.
Achtung! Nicht auf offene Hautstellen, Schleimhäute, Lippen,
Zunge oder Augen aufbringen.

INGREDIENTS: ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER; Aqua; Polyethylene Terephthalate; Polyacrylate; linseed oil polymer; AMMONIUM LAURETH SULFATE; Styrene/Acrylates Copolymer; Acrylates Copolymer; Phenoxyethanol; VERNICIA FORDII OIL; Ammonia; Manganese Neodecanoate; Triolein; Dimethicone; ETHYLHEXYL ACRYLATE; [+/- CI 77000; CI 77891; CI 42090; CI 19140; CI 15850; CI 77266];

Im Trockenen vor extremer Hitze und Kälte geschützt lagern.
Für Kinder ab 3 Jahren empfohlen.

INVERKEHRBRINGER:

Stainer Schriften & Siebdruck GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet 205, 5092 St.Martin bei Lofer
www.print-tattoo.com



Produktionscharge: 2600001

Gestaltungsbereich

95x138 mm